

APPLICAZIONI	ODYSSEY classico	ODYSSEY Fc	ODYSSEY Sa
Western blot in infrarosso a 2 colori	✓	✓	✓
Western blot in chemiluminescenza		✓	
In-Cell western	✓		✓
Gel di proteine in Coomassie	✓	✓	✓
Gel di DNA e RNA in EtBr e Sybr Safe		✓	
Gel di DNA e RNA in Syto60	✓	✓	✓
In-gel western	✓	✓	
EMSA	✓	✓	
Array di proteine	✓		✓
Sezioni di tessuto	✓		
Imaging in vivo (con Mouse Pod)	✓		
SPECIFICHE TECNICHE	ODYSSEY classico	ODYSSEY Fc	ODYSSEY Sa
Area del campione	25 x 25 cm	10 x 12 cm	7 x 11 cm
Tipo di campione	Membrana Micropiastra Gel Vetrino Topo e ratto	Membrana Gel	Membrana Micropiastra Gel Vetrino
Risoluzione	21 µm	125 µm	20 µm
Sistema di rivelazione	Fotodiodi	CCD Camera	Fotodiodi
Range dinamico	4-5 ordini	Oltre 6 ordini	4-5 ordini
Sensibilità	1 pg	2 pg	1 pg
Connessione in rete	✓		
Possibilità di automazione			✓