

Campagne Promozionali



12/2010 Validità fino 31/05/2010



PCR Hotstart: Sempre "Maxima"

Parliamo di ...



Nuove Master Mix Hotstart per PCR

Maxima Hotstart Master Mix: soluzioni Ready to Use per PCR Hotstart.

Le Master Mix sono disponibili in due formulazioni:

- "Colorless" con il classico buffer incolore
- "Green" con un buffer colorato che permette di caricare il campione su gel di agarosio immediatamente dopo la reazione di PCR. Il Dye non interferisce con le performance di PCR ed è compatibile con applicazioni successive quali sequenziamento, ligazione ed analisi di restrizione.

Caratteristiche

- Attivazione in 4 minuti
- Altissima Specificità e Sensibilità
- Generazione di frammenti 3'dA overhang
- Set up di reazione a T ambiente
- Amplificazione di frammenti fino a 3Kb

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	PROMO
FL50K1051	Maxima™ Hot Start PCR Master Mix	2x1,25 ml*	Euro 118,00	Euro 95,00
FL50K1052	Maxima™ Hot Start PCR Master Mix	10x1,25 ml**	Euro 494,00	Euro 398,00
FL50K1061	Maxima™ Hot Start Green PCR Master Mix	2x1,25 ml*	Euro 118,00	Euro 95,00
FL50K1062	Maxima™ Hot Start Green PCR Master Mix	10x1.25 ml**	Euro 494,00	Euro 398,00

* Sufficienti per 100 reazioni da 50 ul

** Sufficienti per 500 reazioni da 50 ul

INDICARE NELL'ORDINE:
"CAMPAGNA PROMOZIONALE M-MEDICAL RIF. 12/2010"

Minimo d'ordine: 250,00 € (IVA Esclusa), Franco Destino
Le spedizioni che richiedono l'utilizzo di ghiaccio secco saranno
soggette ad un ulteriore onere di € 10,00 per ogni spedizione.
Pagamento Rimessa Diretta 60 giorni data fattura

M-MEDICAL S.R.L.
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI D-GROUP S.P.A.
VIA R. MERENDI, 22 20010 CORNAREDO (MI)
TEL. 02 93 991 90 FAX 02 93 991 001
INFO@MMEDICAL.DGROUP.IT WWW.MMEDICAL.IT
SEDE LEGALE VIA SANTA SOFIA, 22 20122 MILANO
RI MI (C.F. E P.IVA) 01802940484 - REA 1701385