

# Campagne Promozionali



 26/2009 Validità 31/03/2010

 **NanoPhotometer™**

Parliamo di . . .



## Lo spettrofotometro per tutte le applicazioni in fotometria UV/Vis

- **Tutto in uno:** per lettura di Nano Volumi e cuvette
- **Volumi ULTRA bassi senza diluizione del campione:** volume di partenza di 0.7  $\mu\text{l}$  con diluizione virtuale automatica
- **Risultati rapidi:** scansione completa dello spettro (200-950 nm) in meno di 4 secondi
- **Massima riproducibilità**
- **Ampio range di applicazioni**
- **Compatibile con GMP/GLP**



Strumento "stand alone" con stampante, porta USB, software esportazione dati su PC.

# Euro 8.000,00

INDICARE NELL'ORDINE:  
"CAMPAGNA PROMOZIONALE M-MEDICAL RIF. 26/2009"

Minimo d'ordine: 250,00 € (IVA Esclusa), Franco Destino  
Le spedizioni che richiedono l'utilizzo di ghiaccio secco saranno  
soggette ad un ulteriore onere di € 10,00 per ogni spedizione.  
Pagamento Rimessa Diretta 60 giorni data fattura

M-MEDICAL S.R.L.  
VIA MERENDI, 22 20010 CORNAREDO (MI)  
TEL. 02 93 991 90 FAX 02 93 991 001  
INFO@MMEDICAL.DGROUP.IT WWW.MMEDICAL.IT  
P. IVA 01802940484